

# Modellübersicht Blutdruckmessgeräte



## HANDGELENK: apornorm® Mobil Basis – Der Bestseller fürs Handgelenk<sup>1</sup>



Nr. 1  
in der  
Apotheke



Klinische Validierung/  
Zertifikate

AAMI



Lieferbestandteile

**Manschette:**  
Schalenmanschette  
14 - 19,5 cm

**Transportbehältnis:**  
Hartschalenetui

**Batterien:**  
2 x AAA (Alkaline)

Technische Spezifikationen

**Messtechnik:**  
Oszillometrisch-Deflatorisch

**Messbereich:**  
SYS: 60 - 260 mmHg  
DIA: 40 - 199 mmHg  
Puls: 40 - 180 Schläge/Min.

**Größe:**  
84 x 60 x 29 mm

**Gewicht (ohne Batterien):**  
95 g

Service-Daten

5 Jahre Garantie\*


Gerätegeneration: 4G

Hilfsmittelnummer:  
21.28.01.3057

WEPA Best.-Nr.:  
048215



## HANDGELENK: apornorm® Mobil Slim – Das Extrasanfte, das Anwendungsfehler reduzieren kann



Klinische Validierung/  
Zertifikate

AAMI | ISO 81060-2:2013



Lieferbestandteile

**Manschette:**  
Bügelmanschette  
13,5 - 23 cm

**Transportbehältnis:**  
Hartschalenetui

**Batterien:**  
2 x AAA (Alkaline)

Technische Spezifikationen

**Messtechnik:**  
Oszillometrisch-Inflatorisch

**Messbereich:**  
SYS: 60 - 255 mmHg  
DIA: 40 - 200 mmHg  
Puls: 40 - 199 Schläge/Min.

**Größe:**  
81 x 65 x 21 mm

**Gewicht (mit Batterien):**  
115 g

Service-Daten

5 Jahre Garantie\*


Gerätegeneration: 3G

Hilfsmittelnummer:  
21.28.01.3054

WEPA Best.-Nr.:  
047244



## OBERARM: apornorm® Basis – Das Einsteigergerät für den Oberarm



Klinische Validierung/  
Zertifikate

BIHS | ISO 81060-2:2018



Lieferbestandteile

**Manschette:**  
Bügelmanschette  
Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei)

**Transportbehältnis:**  
Beutel

**Batterien:**  
4 x AAA (Alkaline)

Technische Spezifikationen

**Messtechnik:**  
Oszillometrisch-Deflatorisch

**Messbereich:**  
SYS: 60 - 255 mmHg  
DIA: 40 - 200 mmHg  
Puls: 40 - 199 Schläge/Min.

**Größe:**  
131 x 90 x 60,5 mm

**Gewicht (mit Batterien):**  
227 g

Service-Daten

5 Jahre Garantie\*

Gerätegeneration: 4G

Hilfsmittelnummer:  
21.28.01.2187

WEPA Best.-Nr.:  
048217



## OBERARM: apornorm® Basis Control – Der Bestseller unter allen Blutdruckmessgeräten<sup>1</sup>



Nr. 1  
in der  
Apotheke



Klinische Validierung/  
Zertifikate

BIHS | ISO 81060-2:2018



Lieferbestandteile

**Manschette:**  
Bügelmanschette  
Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei)

**Transportbehältnis:**  
Beutel

**Batterien:**  
4 x AAA (Alkaline)

Technische Spezifikationen

**Messtechnik:**  
Oszillometrisch-Deflatorisch

**Messbereich:**  
SYS: 60 - 255 mmHg  
DIA: 40 - 200 mmHg  
Puls: 40 - 199 Schläge/Min.

**Größe:**  
131 x 90 x 60,5 mm

**Gewicht (mit Batterien):**  
227 g

Service-Daten

5 Jahre Garantie\*

Gerätegeneration: 4G

Hilfsmittelnummer:  
21.28.01.2103

WEPA Best.-Nr.:  
047290



## OBERARM: apornorm® Basis Control PLUS – Der Dreifachmessspezialist mit Smartphone-Anbindung<sup>5,7</sup>



Klinische Validierung/  
Zertifikate

BIHS | ISO 81060-2:2018



Lieferbestandteile

**Manschette:**  
Bügelmanschette  
Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei)

**Transportbehältnis:**  
Stofftasche

**Batterien:**  
4 x AAA (Alkaline)

Technische Spezifikationen

**Messtechnik:**  
Oszillometrisch-Deflatorisch

**Messbereich:**  
SYS: 60 - 255 mmHg  
DIA: 40 - 200 mmHg  
Puls: 40 - 199 Schläge/Min.

**Größe:**  
141 x 94,5 x 56 mm

**Gewicht (mit Batterien):**  
260 g

Service-Daten

5 Jahre Garantie\*

Gerätegeneration: 4.5G

Hilfsmittelnummer:  
21.28.01.2147

WEPA Best.-Nr.:  
048214



## OBERARM: apornorm® Professional Control – Der Vorhofflimmernspezialist<sup>8</sup> mit Basis-Ausstattung



Klinische Validierung/  
Zertifikate

BIHS | ISO 81060-2:2018



Lieferbestandteile

**Manschette:**  
Bügelmanschette  
Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei)

**Transportbehältnis:**  
Stofftasche

**Batterien:**  
4 x AA (Alkaline)

Technische Spezifikationen

**Messtechnik:**  
Oszillometrisch-Deflatorisch

**Messbereich:**  
SYS: 60 - 255 mmHg  
DIA: 40 - 200 mmHg  
Puls: 40 - 199 Schläge/Min.

**Größe:**  
138 x 94,5 x 62,5 mm

**Gewicht (mit Batterien):**  
402 g

Service-Daten

5 Jahre Garantie\*

Gerätegeneration: 4G

Hilfsmittelnummer:  
21.28.01.2150

WEPA Best.-Nr.:  
047292



## OBERARM: apornorm® Professional Touch – Der Vorhofflimmernspezialist<sup>8</sup> mit Premium-Ausstattung



Klinische Validierung/  
Zertifikate

BIHS | ISO 81060-2:2013



Lieferbestandteile

**Manschette:**  
Komfort-Schalensmanschette  
Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei)

**Transportbehältnis:**  
Stofftasche

**Batterien:**  
4 x AAA (Alkaline)

Technische Spezifikationen

**Messtechnik:**  
Oszillometrisch-Deflatorisch

**Messbereich:**  
SYS: 60 - 255 mmHg  
DIA: 40 - 200 mmHg  
Puls: 40 - 199 Schläge/Min.

**Größe:**  
160 x 82 x 35 mm

**Gewicht (mit Batterien):**  
354 g

Service-Daten

5 Jahre Garantie\*

Gerätegeneration: 3G

Hilfsmittelnummer:  
21.28.01.2130

WEPA Best.-Nr.:  
047245



## OBERARM: Zubehör

Oberarm-Manschetten  
(alle Generationen)



Manschengröße:	Armfumfang:	Höhe der Manschette:	WEPA Best.-Nr.:	PZN:
S Bügelmanschette (außer Modell „Basis“)	17-22 cm	12 cm	048209	15423752
M Bügelmanschette (außer Modell „Basis“)	22-32 cm	15 cm	048210	15423769
M-L Bügelmanschette (außer Modell „Basis“)	22-42 cm	15,5 cm	048211	15423775
M-L Bügelmanschette (nur für Modell „Basis“)	22-42 cm	15,5 cm	048218	19984306
M-L Komfort-Schalensmanschette (außer Modell „Basis“)	22-42 cm	15,5 cm	048212	15423806
L-XL Bügelmanschette (außer Modell „Basis“)	32-52 cm	17 cm	048213	15423781

Netzadapter



WEPA Best.-Nr.  
für Geräte bis 4G  
(außer Modell „Basis“)  
047154/PZN 02480228

WEPA Best.-Nr.  
für Geräte ab 4.5G:  
047059/PZN 19749746

WEPA Best.-Nr.  
für „Basis“:  
047060/PZN 19980509

www.apornorm.de

Best.-Nr. 046818 / Stand 07/2026

Android-Smartphones & iPhones: Systemanforderungen unter www.apornorm.de/faq  
\*Validiert durch verschiedene Studien unabhängiger Institute belegt, wie z.B. Oxford University, American Journal of Cardiology etc. (Darum liegen wir  
siehe www.apornorm.de/studien). Für Windows (deutschsprachig) und MAC OS (englischsprachig) Systemanforderungen unter www.apornorm.de/studien

\*Alternative Größen zur erhaltenen Standardmanschette separat erhältlich (siehe Zubehör)  
\*In Anlehnung an ESC-Guidelines, abgerufen unter www.apornorm.de/faq/faq; teilweise Erleichterung einstellbar  
\*Leichter Speicherplatz: Speicherplätze in App und Software unbegrenzt.

\*Quelle: OVID, DTIC Report, Absatz, Markt, Digitale Blutdruckmessgeräte aus der Apotheke, 2014 - 2026; Stand: Januar 2026.  
\*Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, Batterien und Zubehör gemäß Angaben in der Gebrauchsanweisung. Auf die Manschette eine Funktionsgarantie von 2 Jahren.  
\*Batterien im Standard-Lieferumfang enthalten. Netzadapter separat erhältlich (siehe Zubehör).