

Modellübersicht Blutdruckmessgeräte



HANDGELENK: aponorm® Mobil Basis – Das Starter-Blutdruckmessgerät fürs Handgelenk



Nr. 1
in der Apotheke

Klinische Validierung/ Zertifikate
AAMI

Leistungsmerkmale:
 - Vorhofflimmern-Erkennung
 - Mehrfachmessung 15 Sek.
 - Pulsanomalie-Erkennung
 - 2 Benutzer à 30 Speicherplätze
 - Gastmodus
 - Blutdruck-ampel
 - Mittelwert-anzeige
 - Manschetten-check
 - Komfort-manschette
 - Position-check
 - Extrasanfte Messung
 - XXL Display
 - PC-Anschluss
 - Touch-Display
 - SaniQ App
 - Tasten-sperre
 - Stromanschluss optional
 - Ideal für Reisen
 - Geeignet für Diabetiker
 - Geeignet für Nierenkranke
 - Geeignet für Schwangere
 - Für Kinder ab 12 Jahren

Lieferbestandteile
Manschette: Schalenmanschette 13,5 - 21,5 cm
Weitere Manschettengrößen: –
Transportbehältnis: –
Batterien: 2 x AAA (Alkaline)

Technische Spezifikationen
Messtechnik: Oszillometrisch-Deflatorisch
Messbereich: 30-280 mmHg Blutdruck 40-200 Schläge/Min. Puls
Größe: 68 x 60 x 60 mm
Gewicht (mit Batterien): 135 g

Service-Daten
3 Jahre Garantie*
Hilfsmittelnummer: 21.28.01.3057
WEPA-Best.-Nr.: 047280
 PZN-11725048

HANDGELENK: aponorm® Mobil Slim – Für besonders druckempfindliche und XL-Patienten



Nr. 1
in der Apotheke

Klinische Validierung/ Zertifikate
AAMI

Leistungsmerkmale:
 - Vorhofflimmern-Erkennung
 - Mehrfachmessung 15 Sek.
 - Pulsanomalie-Erkennung
 - 2 Benutzer à 60 Speicherplätze
 - Gastmodus
 - Blutdruck-ampel
 - Mittelwert-anzeige
 - Manschetten-check
 - Komfort-manschette
 - Position-check
 - Extrasanfte Messung
 - XXL Display
 - PC-Anschluss
 - Touch-Display
 - SaniQ App
 - Tasten-sperre
 - Stromanschluss optional
 - Ideal für Reisen
 - Geeignet für Diabetiker
 - Geeignet für Nierenkranke
 - Geeignet für Schwangere
 - Für Kinder ab 12 Jahren

Lieferbestandteile
Manschette: Bügelmanschette 13,5 - 23 cm
Weitere Manschettengrößen: –
Transportbehältnis: Hartschalenetui
Batterien: 2 x AAA (Alkaline)

Technische Spezifikationen
Messtechnik: Oszillometrisch-Inflatorisch
Messbereich: 30-280 mmHg Blutdruck 40-200 Schläge/Min. Puls
Größe: 81 x 65 x 21 mm
Gewicht (mit Batterien): 115 g

Service-Daten
5 Jahre Garantie*
Hilfsmittelnummer: 21.28.01.3054
WEPA-Best.-Nr.: 047244
 PZN-11548528

OBERARM: aponorm® Basis Control – Für Sparfüchse mit und ohne Rezept sowie Blutdruckmess-Einsteiger



Nr. 1
in der Apotheke

Klinische Validierung/ Zertifikate
BIHS Bestnote A/A

Leistungsmerkmale:
 - Vorhofflimmern-Erkennung
 - Mehrfachmessung 15 Sek.
 - Pulsanomalie-Erkennung
 - 1 Benutzer à 30 Speicherplätze
 - Gastmodus
 - Blutdruck-skala
 - Mittelwert-anzeige
 - Manschetten-check
 - Komfort-manschette
 - Position-check
 - Extrasanfte Messung
 - XXL Display
 - PC-Anschluss
 - Touch-Display
 - SaniQ App
 - Tasten-sperre
 - Stromanschluss optional
 - Ideal für Reisen
 - Geeignet für Diabetiker
 - Geeignet für Nierenkranke
 - Geeignet für Schwangere
 - Für Kinder ab 12 Jahren

Lieferbestandteile
Manschette: Softbügelmanschette Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei)
Weitere Manschettengrößen: S-XL (17-52 cm Armmumfang)
Transportbehältnis: Beutel
Batterien: 4 x AA (Alkaline)

Technische Spezifikationen
Messtechnik: Oszillometrisch-Deflatorisch
Messbereich: 30-280 mmHg Blutdruck 40-200 Schläge/Min. Puls
Größe: 131 x 90 x 60,5 mm
Gewicht (mit Batterien): 227 g

Service-Daten
5 Jahre Garantie*
Hilfsmittelnummer: 21.28.01.2103
WEPA-Best.-Nr.: 047290
 PZN-06575428

OBERARM: aponorm® Basis Control PLUS – Für extra-sicherheitsbewusste Kunden mit Mehrpersonen-Haushalt



Nr. 1
in der Apotheke

Klinische Validierung/ Zertifikate
BIHS Bestnote A/A

Leistungsmerkmale:
 - Vorhofflimmern-Erkennung
 - Mehrfachmessung 15 Sek.
 - Pulsanomalie-Erkennung
 - 2 Benutzer à 99 Speicherplätze
 - Gastmodus
 - Blutdruck-ampel
 - Mittelwert-anzeige
 - Manschetten-check
 - Komfort-manschette
 - Position-check
 - Extrasanfte Messung
 - XXL Display
 - PC-Anschluss
 - Touch-Display
 - SaniQ App
 - Tasten-sperre
 - Stromanschluss optional
 - Ideal für Reisen
 - Geeignet für Diabetiker
 - Geeignet für Nierenkranke
 - Geeignet für Schwangere
 - Für Kinder ab 12 Jahren

Lieferbestandteile
Manschette: Softbügelmanschette Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei)
Weitere Manschettengrößen: S-XL (17-52 cm Armmumfang)
Transportbehältnis: Stofftasche
Batterien: 4 x AA (Alkaline)

Technische Spezifikationen
Messtechnik: Oszillometrisch-Deflatorisch
Messbereich: 30-280 mmHg Blutdruck 40-200 Schläge/Min. Puls
Größe: 138 x 94,5 x 62,5 mm
Gewicht (mit Batterien): 402 g

Service-Daten
5 Jahre Garantie*
Hilfsmittelnummer: 21.28.01.2147
WEPA-Best.-Nr.: 047291
 PZN-15204725

OBERARM: aponorm® Basis Plus Bluetooth® – Für Kunden, die Blutdruckdaten besonders komfortabel ans Smartphone übertragen wollen



Nr. 1
in der Apotheke

Klinische Validierung/ Zertifikate
BIHS Bestnote A/A

Leistungsmerkmale:
 - Vorhofflimmern-Erkennung
 - Mehrfachmessung 15 Sek.
 - Pulsanomalie-Erkennung
 - 1 Benutzer à 99 Speicherplätze
 - Gastmodus
 - Blutdruck-ampel
 - Mittelwert-anzeige
 - Manschetten-check
 - Komfort-manschette
 - Position-check
 - Extrasanfte Messung
 - XXL Display
 - PC-Anschluss
 - Touch-Display
 - SaniQ App
 - Tasten-sperre
 - Stromanschluss optional
 - Ideal für Reisen
 - Geeignet für Diabetiker
 - Geeignet für Nierenkranke
 - Geeignet für Schwangere
 - Für Kinder ab 12 Jahren

Lieferbestandteile
Manschette: Komfort-Schalenmanschette Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei)
Weitere Manschettengrößen: S-XL (17-52 cm Armmumfang)
Transportbehältnis: Stofftasche
Batterien: 4 x AAA (Alkaline)

Technische Spezifikationen
Messtechnik: Oszillometrisch-Deflatorisch
Messbereich: 30-280 mmHg Blutdruck 40-200 Schläge/Min. Puls
Größe: 160 x 82 x 32 mm
Gewicht (mit Batterien): 312 g

Service-Daten
5 Jahre Garantie*
Hilfsmittelnummer: 21.28.01.2133
WEPA-Best.-Nr.: 047282
 PZN-12393714

OBERARM: aponorm® Professional Control – Für Kunden 55+ mit erhöhtem Schlaganfallrisiko



Nr. 1
in der Apotheke

Klinische Validierung/ Zertifikate
BIHS Bestnote A/A

Leistungsmerkmale:
 - Vorhofflimmern-Erkennung
 - Mehrfachmessung 15 Sek.
 - Pulsanomalie-Erkennung
 - 1 Benutzer à 99 Speicherplätze
 - Gastmodus
 - Blutdruck-ampel
 - Mittelwert-anzeige
 - Manschetten-check
 - Komfort-manschette
 - Position-check
 - Extrasanfte Messung
 - XXL Display
 - PC-Anschluss
 - Touch-Display
 - SaniQ App
 - Tasten-sperre
 - Stromanschluss optional
 - Ideal für Reisen
 - Geeignet für Diabetiker
 - Geeignet für Nierenkranke
 - Geeignet für Schwangere
 - Für Kinder ab 12 Jahren

Lieferbestandteile
Manschette: Softbügelmanschette Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei)
Weitere Manschettengrößen: S-XL (17-52 cm Armmumfang)
Transportbehältnis: Stofftasche
Batterien: 4 x AA (Alkaline)

Technische Spezifikationen
Messtechnik: Oszillometrisch-Deflatorisch
Messbereich: 30-280 mmHg Blutdruck 40-200 Schläge/Min. Puls
Größe: 138 x 94,5 x 62,5 mm
Gewicht (mit Batterien): 402 g

Service-Daten
5 Jahre Garantie*
Hilfsmittelnummer: 21.28.01.2150
WEPA-Best.-Nr.: 047292
 PZN-15269067

OBERARM: aponorm® Professional Touch – Für Schlaganfall-Risikopatienten, die eine PC-Auswertung wünschen



Nr. 1
in der Apotheke

Klinische Validierung/ Zertifikate
BIHS Bestnote A/A

Leistungsmerkmale:
 - Vorhofflimmern-Erkennung
 - Mehrfachmessung 15 Sek.
 - Pulsanomalie-Erkennung
 - 2 Benutzer à 99 Speicherplätze
 - Gastmodus
 - Blutdruck-ampel
 - Mittelwert-anzeige
 - Manschetten-check
 - Komfort-manschette
 - Position-check
 - Extrasanfte Messung
 - XXL Display
 - PC-Anschluss
 - Touch-Display
 - SaniQ App
 - Tasten-sperre
 - Stromanschluss optional
 - Ideal für Reisen
 - Geeignet für Diabetiker
 - Geeignet für Nierenkranke
 - Geeignet für Schwangere
 - Für Kinder ab 12 Jahren

Lieferbestandteile
Manschette: Komfort-Schalenmanschette Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei)
Weitere Manschettengrößen: S-XL (17-52 cm Armmumfang)
Transportbehältnis: Stofftasche
Batterien: 4 x AAA (Alkaline)

Technische Spezifikationen
Messtechnik: Oszillometrisch-Deflatorisch
Messbereich: 30-280 mmHg Blutdruck 40-200 Schläge/Min. Puls
Größe: 160 x 82 x 35 mm
Gewicht (mit Batterien): 354 g

Service-Daten
5 Jahre Garantie*
Hilfsmittelnummer: 21.28.01.2130
WEPA-Best.-Nr.: 047245
 PZN-12393720

OBERARM: Zubehör

Oberarm-Manschetten



Manschettengröße:	Armmumfang:	Höhe der Manschette:	WEPA-Best.-Nr.:	PZN:
S (Softbügelmanschette)	17-22 cm	12 cm	047287	15423752
M (Softbügelmanschette)	22-32 cm	15 cm	047281	15423769
M-L (Softbügelmanschette)	22-42 cm	15,5 cm	047288	15423775
M-L (Komfort-Schalenmanschette)	22-42 cm	15,5 cm	047294	15423806
L-XL (Softbügelmanschette)	32-52 cm	17 cm	047289	15423781

Netzteil



WEPA-Best.-Nr.: 047154



PZN-02480228

www.aponorm.de

*Quelle: (DVA, OTC) Report, Umsatz und Absatz Markt: Digitale Blutdruckmessgeräte Oberarm und Handgelenk aus der Apotheke, 2010 - 10/2022, Stand Oktober 2022
 *Exklusiver Zugangcode zur SaniQ App als digitale Gesundheitsanwendung für Android-Smartphones und iPhones
 *Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, Batterien und Zubehör, gleiches gilt für die Datenübertragung.
 *Validiert durch verschiedene Studien unabhängiger Institute, wie z.B. Oxford University, American Journal of Cardiology etc. (Daten liegen vor).
 Best-Nr.: 046818 / Stand 10/2022