


VERBINDUNGSSTECKER-AUSWAHL

BÜGELMANSCHETTE S



Schritt 1:
Farbe des Manschettenanschlusses am Messgerät prüfen




Schritt 2:
Farblich passenden Anschlussstecker auswählen




Zusatz Tipp: Angaben auf dem Gerätetikett prüfen




aponorm® Professional Control 4G (BP3KT1-3N)
aponorm® Basis Control 4G (BP3KA1-3N)
aponorm® Basis Control Plus 4G (BP3KT1-4F)
aponorm® Basis Control Plus^{Offizin} (BP3KT1-4F)



aponorm® Professional Control 4G (BP3KT1-3N)



aponorm® Basis Control 3G (BP3GQ1-3P)
aponorm® Basis 3G (BP3GU1-6L)
aponorm® Basis Plus 3G (BP3GU1-6E)
aponorm® Basis Plus Bluetooth 3G (BP3GU1-6B)
aponorm® Professional 3G (BP3GU1-8Y)
aponorm® Professional Touch 3G (BP3GT1-6Y)



aponorm® Basis Control Plus  4.5G (BPHJB2-D)

Hinweis:

Aktualisierungen dieser Liste sind möglich.
Updates über den QR-Code.



www.aponorm.de/
manschetten