


VERBINDUNGSSTECKER-AUSWAHL

BÜGELMANSCHETTE M & M-L

Schritt 1:

Farbe des Manschettenanschlusses am Messgerät prüfen




Schritt 2:


Farblich passenden Anschlussstecker auswählen




Zusatz Tipp: Angaben auf dem Geräteetikett prüfen



aponorm® Basis 2G (BP3MD1-1)
aponorm® Basis Plus 2G (BP3MD1-3D)
aponorm® Basis Voice 2G (BP3AP1-3E)
aponorm® Basis Control 2G (BP3GU1-6L)
aponorm® Basis Control 4G (BP3KA1-3N)
aponorm® Basis Control Plus 4G (BP3KT1-4F)
aponorm® Basis Control Plus^{Offizin} 4G (BP3KT1-4F)
aponorm® Professionell 2G (BP3MC1-2X)
aponorm® Professional Control 4G (BP3KT1-3N)



aponorm® Basis Control 3G (BP3GQ1-3P)
aponorm® Basis 3G (BP3GU1-6L)
aponorm® Basis Plus 3G (BP3GU1-6E)
aponorm® Basis Plus Bluetooth 3G (BP3GU1-6B)
aponorm® Professionell 3G (BP3GU1-8Y)
aponorm® Professional Touch 3G (BP3GT1-6Y)



aponorm® Basis Control Plus  4.5G (BPHJB2-D)

Hinweis:

Aktualisierungen dieser Liste sind möglich.
Updates über den QR-Code.



[www.aponorm.de/
manschetten](http://www.aponorm.de/manschetten)