


# VERBINDUNGSSTECKER-AUSWAHL

## BÜGELMANSCHETTE L-XL

### Schritt 1:

Farbe des Manschettenanschlusses am Messgerät prüfen



### Schritt 2:

Farblich passenden Anschlussstecker auswählen



047277



046919



048208

## Zusatz Tipp: Angaben auf dem Geräteetikett prüfen



REF **BASIS CONTROL**  
ERP No./ # **BP3KA1-3N**



aponorm® Basis 2G (BP3MD1-1)  
aponorm® Basis Plus 2G (BP3MD1-3D)  
aponorm® Basis Voice 2G (BP3AP1-3E)  
aponorm® Basis Control 2G (BP3GU1-6L)  
aponorm® Basis Control 4G (BP3KA1-3N)  
aponorm® Basis Control Plus 4G (BP3KT1-4F)  
aponorm® Basis Control Plus<sup>Offizin</sup> 4G (BP3KT1-4F)  
aponorm® Professionell 2G (BP3MC1-2X)  
aponorm® Professional Control 4G (BP3KT1-3N)



aponorm® Basis Control 3G (BP3GQ1-3P)  
aponorm® Basis 3G (BP3GU1-6L)  
aponorm® Basis Plus 3G (BP3GU1-6E)  
aponorm® Basis Plus Bluetooth 3G (BP3GU1-6B)  
aponorm® Professionell 3G (BP3GU1-8Y)  
aponorm® Professional Touch 3G (BP3GT1-6Y)



aponorm® Basis Control Plus  4.5G (BPHJB2-D)

### Hinweis:

Aktualisierungen dieser Liste sind möglich.  
Updates über den QR-Code.



www.aponorm.de/  
manschetten