

Modellübersicht
Blutdruckmessgeräte

HANDGELENK: aponorm® Mobil Basis – Der Bestseller fürs Handgelenk¹

Product image of aponorm Mobil Basis device.
Features: Vorhofflimmern-Erkennung, Dreifach-messung 15 Sek., Pulsanomalie-Erkennung, 2 Benutzer à 60 Speicherplätze, Gastmodus, Extrasanfte Messung, Blutdruck-skala, Mittelwert-anzeige, Manschetten-check, Komfort-manschette, Positions-check, Stromanschluss optional, XXL Display, PC-Anschluss, Touch-Display, MicroLife App, Tasten-sperre, Ideal für Reisen, Geeignet für Diabetiker, Geeignet für Nierenkranke, Geeignet für Schwangere, Für Kinder ab 12 Jahren.
Klinische Validierung/Zertifikate: AAMI, Prüfsiegel DHL Siegel folgt.
Lieferbestandteile: Manschette: Schalenmanschette 14 - 19,5 cm; Weitere Manschettengrößen: –; Transportbehältnis: Hartschalenetui; Batterien: 2 x AAA (Alkaline).
Technische Spezifikationen: Messtechnik: Oszillometrisch-Deflatorisch; Messbereich: SYS: 60 - 260 mmHg, DIA: 40 - 199 mmHg, Puls: 40 - 180 Schläge/Min.; Größe: 84 x 60 x 29 mm; Gewicht (ohne Batterien): 95 g.
Service-Daten: 5 Jahre Garantie; Gerätegeneration: 4G; Hilfsmittelnummer: 21.28.01.3057; WEPA Best.-Nr.: 048215; PZN - 11725048.

HANDGELENK: aponorm® Mobil Slim – Das Extrasanfte, das Anwendungsfehler reduzieren kann

Product image of aponorm Mobil Slim device.
Features: Vorhofflimmern-Erkennung, Dreifach-messung 15 Sek., Pulsanomalie-Erkennung, 2 Benutzer à 60 Speicherplätze, Gastmodus, Extrasanfte Messung, Blutdruck-ampel, Mittelwert-anzeige, Manschetten-check, Komfort-manschette, Positions-check, Stromanschluss optional, XXL Display, PC-Anschluss, Touch-Display, MicroLife App, Tasten-sperre, Ideal für Reisen, Geeignet für Diabetiker, Geeignet für Nierenkranke, Geeignet für Schwangere, Für Kinder ab 12 Jahren.
Klinische Validierung/Zertifikate: AAMI | ISO 81060-2:2013, Prüfsiegel.
Lieferbestandteile: Manschette: Bügelmanschette 13,5 - 23 cm; Weitere Manschettengrößen: –; Transportbehältnis: Hartschalenetui; Batterien: 2 x AAA (Alkaline).
Technische Spezifikationen: Messtechnik: Oszillometrisch-Inflatorisch; Messbereich: SYS: 60 - 255 mmHg, DIA: 40 - 200 mmHg, Puls: 40 - 199 Schläge/Min.; Größe: 81 x 65 x 21 mm; Gewicht (mit Batterien): 115 g.
Service-Daten: 5 Jahre Garantie; Gerätegeneration: 3G; Hilfsmittelnummer: 21.28.01.3054; WEPA Best.-Nr.: 047244; PZN - 11548528.

OBERARM: aponorm® Basis Control – Der Bestseller unter allen Blutdruckmessgeräten¹

Product image of aponorm Basis Control device.
Features: Vorhofflimmern-Erkennung, Dreifach-messung 15 Sek., Pulsanomalie-Erkennung, 1 Benutzer à 30 Speicherplätze, Gastmodus, Extrasanfte Messung, Blutdruck-skala, Mittelwert-anzeige, Manschetten-check, Komfort-manschette, Positions-check, Stromanschluss optional², XXL Display, PC-Anschluss, Touch-Display, MicroLife App, Tasten-sperre, Ideal für Reisen, Geeignet für Diabetiker, Geeignet für Nierenkranke, Geeignet für Schwangere, Für Personen ab 12 Jahre.
Klinische Validierung/Zertifikate: BIHS | ISO 81060-2:2018, Prüfsiegel.
Lieferbestandteile: Manschette: Bügelmanschette Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei); Manschetten S-XL verfügbar⁴; Transportbehältnis: Beutel; Batterien: 4 x AAA (Alkaline).
Technische Spezifikationen: Messtechnik: Oszillometrisch-Deflatorisch; Messbereich: SYS: 60 - 255 mmHg, DIA: 40 - 200 mmHg, Puls: 40 - 199 Schläge/Min.; Größe: 131 x 90 x 60,5 mm; Gewicht (mit Batterien): 227 g.
Service-Daten: 5 Jahre Garantie; Gerätegeneration: 4G; Hilfsmittelnummer: 21.28.01.2103; WEPA Best.-Nr.: 047290; PZN - 06575428.

OBERARM: aponorm® Basis Control PLUS – Der Dreifachmessspezialist mit Smartphone-Anbindung⁵,7

Product image of aponorm Basis Control PLUS device.
Features: Vorhofflimmern-Erkennung, Dreifach-messung 15 Sek.³, Pulsanomalie-Erkennung, 2 Benutzer à 99 Speicherplätze⁸, Gastmodus, Extrasanfte Messung, Blutdruck-ampel, Mittelwert-anzeige, Manschetten-check, Komfort-manschette, Positions-check, USB-C-Stromanschluss optional⁹, XXL Display, PC-Anschluss, Touch-Display, MicroLife App, Tasten-sperre, Ideal für Reisen, Geeignet für Diabetiker, Geeignet für Nierenkranke, Geeignet für Schwangere, Für Personen ab 12 Jahre.
Klinische Validierung/Zertifikate: BIHS | ISO 81060-2:2018, Prüfsiegel.
Lieferbestandteile: Manschette: Bügelmanschette Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei); Manschetten S-XL verfügbar⁴; Transportbehältnis: Stofftasche; Batterien: 4 x AAA (Alkaline).
Technische Spezifikationen: Messtechnik: Oszillometrisch-Deflatorisch; Messbereich: SYS: 60 - 255 mmHg, DIA: 40 - 200 mmHg, Puls: 40 - 199 Schläge/Min.; Größe: 141 x 94,5 x 56 mm; Gewicht (mit Batterien): 260 g.
Service-Daten: 5 Jahre Garantie; Gerätegeneration: 4.5G; Hilfsmittelnummer: 21.28.01.2147; WEPA Best.-Nr.: 048214; PZN - 15204725.

OBERARM: aponorm® Professional Control – Der Vorhofflimmernspezialist⁸ mit Basis-Ausstattung

Product image of aponorm Professional Control device.
Features: Vorhofflimmern-Erkennung¹, Dreifach-messung 15 Sek.³, Pulsanomalie-Erkennung, 1 Benutzer à 99 Speicherplätze⁸, Gastmodus, Extrasanfte Messung, Blutdruck-ampel, Mittelwert-anzeige, Manschetten-check, Komfort-manschette, Positions-check, Stromanschluss optional², XXL Display, PC-Anschluss, Touch-Display, MicroLife App, Tasten-sperre, Ideal für Reisen, Geeignet für Diabetiker, Geeignet für Nierenkranke, Geeignet für Schwangere⁴, Für Personen ab 12 Jahre⁴.
Klinische Validierung/Zertifikate: BIHS | ISO 81060-2:2018, Prüfsiegel.
Lieferbestandteile: Manschette: Bügelmanschette Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei); Manschetten S-XL verfügbar⁴; Transportbehältnis: Stofftasche; Batterien: 4 x AA (Alkaline).
Technische Spezifikationen: Messtechnik: Oszillometrisch-Deflatorisch; Messbereich: SYS: 60 - 255 mmHg, DIA: 40 - 200 mmHg, Puls: 40 - 199 Schläge/Min.; Größe: 138 x 94,5 x 62,5 mm; Gewicht (mit Batterien): 402 g.
Service-Daten: 5 Jahre Garantie; Gerätegeneration: 4G; Hilfsmittelnummer: 21.28.01.2150; WEPA Best.-Nr.: 047292; PZN - 15269067.

OBERARM: aponorm® Professional Touch – Der Vorhofflimmernspezialist⁸ mit Premium-Ausstattung

Product image of aponorm Professional Touch device.
Features: Vorhofflimmern-Erkennung¹, Dreifach-messung 15 Sek.³, Pulsanomalie-Erkennung, 2 Benutzer à 99 Speicherplätze⁸, Gastmodus, Extrasanfte Messung, Blutdruck-ampel, Mittelwert-anzeige, Manschetten-check, Komfort-manschette, Positions-check, Stromanschluss optional², XXL Display, PC-Anschluss³, Touch-Display, MicroLife App, Tasten-sperre, Ideal für Reisen, Geeignet für Diabetiker, Geeignet für Nierenkranke, Geeignet für Schwangere⁴, Für Personen ab 12 Jahre⁴.
Klinische Validierung/Zertifikate: BIHS | ISO 81060-2:2013, Prüfsiegel.
Lieferbestandteile: Manschette: Komfort-Schalenmanschette Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei); Manschetten S-XL verfügbar⁴; Transportbehältnis: Stofftasche; Batterien: 4 x AAA (Alkaline).
Technische Spezifikationen: Messtechnik: Oszillometrisch-Deflatorisch; Messbereich: SYS: 60 - 255 mmHg, DIA: 40 - 200 mmHg, Puls: 40 - 199 Schläge/Min.; Größe: 160 x 82 x 35 mm; Gewicht (mit Batterien): 354 g.
Service-Daten: 5 Jahre Garantie; Gerätegeneration: 3G; Hilfsmittelnummer: 21.28.01.2130; WEPA Best.-Nr.: 047245; PZN - 12393720.

OBERARM: Zubehör

Table with 6 columns: Oberarm-Manschetten (alle Generationen), Manschettengröße, Armumfang, Höhe der Manschette, WEPA Best.-Nr., PZN.
Rows: S (Bügelmanschette), M (Bügelmanschette), M-L (Bügelmanschette), M-L (Komfort-Schalenmanschette), L-XL (Bügelmanschette).
Additional: Netzadapter section showing WEPA Best.-Nr. für Geräte bis 4G (047154/PZN 02480228) and für Geräte ab 4.5G (047059/PZN 19749746) with PZN 12393720.

¹Android-Smartphones & iPhones: Systemvoraussetzungen unter www.aponorm.de/app.
²Validität durch unabhängige Studien unabhängiger Institute belegt, wie z.B. Oxford University, American Journal of Cardiology etc. (Damen liegen vor, siehe www.aponorm.de/studien). Für Windows (deutschsprachig) und MAC OS (englischsprachig) Systemvoraussetzungen unter www.aponorm.de/studien.
³Alternative Größen zur enthaltenen Standardmanschette separat erhältlich (siehe Zubehör).
⁴Anleitung an ESC-Guidelines, abfragen unter www.aponorm.de/leitlinien; wahlweise Entlassmessung einstellbar.
⁵Lokaler Speicherplatz; Speicherplatz in App und Software unbegrenzt.
⁶Quelle: IDVIA, DTC® Report, Absatz, Markt, Digitale Blutdruckmessgeräte aus der Apotheke, 08/2025; Stand 7. Juli 2025.
⁷Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, Batterien und Zubehör gemäß Angaben in der Gebrauchsanweisung. Auf die Manschette eine Funktionsgarantie von 2 Jahren.
⁸Batterien im Standard-Lieferumfang enthalten; Netzdapter separat erhältlich (siehe Zubehör).