

OBERARMANSCHETTEN BLUTDRUCKMESSGERÄTE (ALLE AUSFÜHRUNGEN)

Valide Messergebnisse von S-XL

Die richtige Manschettengröße ist fundamental wichtig für verlässliche Messergebnisse. Für die aponorm® Oberarm-Blutdruckmessgeräte gibt es deshalb verschiedenste Größen, um möglichst vielen Kunden optimale Messvoraussetzungen zu ermöglichen.

Größe/Ausführung	PZN	Bestellnr.	Umfang	Maße	empf. AVP
aponorm® Bügelmanschette S	15423752	048209	17 - 22 cm	405 × 120 mm	21,95 €
aponorm® Bügelmanschette M	15423769	048210	22 - 32 cm	510 × 145 mm	21,95 €
aponorm® Bügelmanschette M-L	15423775	048211	22 - 42 cm	670 × 150 mm	21,95 €
aponorm® Schalenmanschette M-L	15423806	048212	22 - 42 cm	670 × 150 mm	24,95 €
aponorm® Bügelmanschette L-XL	15423781	048213	32 - 52 cm	700 × 170 mm	21,95 €

Packungsbestandteile

- Oberarm-Blutdruckmanschette
- Manschettenschlauch
- Gebrauchsanweisung
- Verschiedene Verbindungsstecker für unterschiedliche Gerätegenerationen
- Verbindungsstecker-Übersicht



Hochwertiges, leicht
zu reinigendes Material



Latex- und PVC-frei



Hohe Messgenauigkeit¹



Langlebige TPU-Blase



Mit farbiger Arterienmarkierung
für einfaches Selbstanlegen



Kompatibel mit allen aponorm®
Modellen und Gerätegenerationen



¹Die Manschette wurde zusammen mit einem Blutdruckmessgerät an Patienten mit dem ausgewiesenen Oberarmumfang klinisch validiert.
²Die Garantie wird Verbrauchern mit Wohnsitz in Deutschland und Österreich gewährt. Detaillierte Garantiebedingungen siehe beiliegende Anleitung.