

# Thermometer flexible Kupfer

**apornorm®**  
die marke der apotheke



Best.-Nr. 046850  
PZN 12338951

## Gibt Sicherheit – Das 1. Fieberthermometer mit antimikrobieller Kupferlegierung

Schnell. Sicher. Sauber. Jetzt hygienisch Fieber messen. Das apornorm® Fieberthermometer flexible Kupfer mit großem beleuchteten Display misst mit höchster Genauigkeit und liefert das Messergebnis in nur 10 Sekunden. Hoher Messkomfort durch flexible Spitze.

Mit akustischem Fieberalarm zur Soforterkennung von Fieber.

**Der Clou: Antimikrobielle Wirkung durch Kupfer-Ionen.**

### Produktvorteile:

- beseitigt automatisch einen Großteil der Bakterien
- bewirkt eine drastische Reduzierung der Ausbreitung von Krankheitserregern
- verringert das Risiko von Kreuz-Kontamination zwischen verschiedenen Anwendern
- immer verfügbar: ununterbrochene und fortlaufende antimikrobielle Wirkung
- bietet hohen Schutz und Sicherheit für den Anwender
- Klinisch geprüft (Klinische Studie an der Nationalen und Kapodistrias-Universität Athen)
- Mikrobiologisch geprüft (durch Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker)



kontrolliert


Bestätigte Wirkung innerhalb von 2 h, u.a. durch Untersuchungen in Anlehnung an Monographie 2.6.12 des Ph.Eur. 8.7 mittels Referenzkeimen (z.B. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli)

### Eigenschaften von Kupfer:

Umfangreiche Laboruntersuchungen und klinische Studien weltweit zeigen, dass eine große Anzahl von Bakterien nicht auf antimikrobiellem Kupfer überleben.

Aus speziellen Kupferlegierungen gefertigte oder überzogene Oberflächen weisen starke antimikrobielle Eigenschaften gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen auf. Die Kupfer-Ionen zerstören die Zellmembran, Proteine und DNA anhaftender Bakterien und sorgen so für eine drastische Reduzierung von potentiellen Krankheitserregern auf den Kupferteilen und dem übrigen Thermometerkörper.

### Kupfer-Ionen



Bakterienzelle (vereinfachte Darstellung)

### Produktmerkmale:

- Kupferlegierung (Antimikrobielle Wirkung durch Kupfer-Ionen)
- 10 Sekunden-Messzeit
- Fieber-Warnung (akustischer Fieberalarm zur Soforterkennung von Fieber)
- Flexible Spitze (für optimalen Messkomfort)
- Beleuchtetes Display
- Finish-Signal (Signalton nach abgeschlossener Messung)
- Messwertspeicher für Speicherung der letzten Messung
- Automatische Abschaltfunktion
- 5 Jahre Garantie

Lieferumfang inklusive Schutzhülle und austauschbarer Langzeitbatterie (SR41) Batterie für ca. 2.700 Messungen