

Das neue Ohrthermometer Comfort 3

Produktinfo

aponorm® Fieberthermometer Ohr Comfort 3

Best.-Nr. 047233

PZN 10545806

Lieferung:

Infrarot-Ohrthermometer

in Faltschachtel inkl. Aufbewahrungsbox,
Bedienungsanleitung und Batterie.

AEP 29,50 €

ab 1 VE (2 St.) 22,13 €

ab 3 VE (6 St.) 20,65 €

ab 5 VE (10 St.) 19,47 €

empf. VK 39,90 €

Liefereinsatz: Mitte Oktober 2014



Produktmerkmale:

- ✓ **NEU:** Beleuchtete Messspitze
- ✓ **NEU:** „Clean Me“ Reinigungshinweis
- ✓ **NEU:** Signalton ein-/abstellbar
- ✓ **NEU:** Datum / Uhrzeit
- ✓ **NEU:** separate Memory-Taste
- ✓ **NEU:** Messwertspeicher für **30** Messungen
- ✓ **NEU:** Speicher löschar
- ✓ Silent Glow-Technik „Displayfarbwechsel“
- ✓ optische u. akustische Warnung bei erhöhter Temperatur / Fieber
- ✓ Infrarot-Technologie
- ✓ Messzeit in 1 Sekunde
- ✓ Messexaktheit im Bereich von $\pm 0,2^{\circ} \text{C}$
- ✓ Autom. Selbsttest vor jeder Messung
- ✓ Autom. Abschaltfunktion
- ✓ Klinisch getestet
- ✓ inkl. Batterie (Knopfzelle CR2032)
- ✓ 5 Jahre Garantie

