

INHALATIONSGERÄT COMPACT KIDS

apornorm®
die marke der apotheke



**Nimmt
spielerisch die
Angst vor dem
Inhalieren!**

Best.-Nr. 047930
PZN 14294229
Hilfsmittel-Nr. 14.24.01.0166



Vielfältige Anwendungsbereiche

Inhalationstherapie bei Asthma, Bronchitis, COPD und Behandlung von Erkältungsbeschwerden sowie allergisch bedingten Atemwegserkrankungen (Heuschnupfen, Pollen-, Hausstauballergie)



Kindgerechtes Design / kindgerechte Ausstattung

Nimmt spielerisch die Angst vor dem Inhalieren, enthält extra weiche Silikon-Maske für optimalen Tragekomfort



Verneblungsmenge (TOR)

63 % < 5 µm
0,40 ml/Min. (NaCl 0,9 %)



Gute Materialbeschaffenheit

Gerätegehäuse und Zubehörteile sind frei von Phthalaten und Bisphenol A



Kurze Inhalationszeit

Unter 7 Minuten für 2,5 ml
Inhalationslösung NaCl 0,9 %

**5 Jahre
Garantie**

5 Jahre Garantie

Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, Batterien und Zubehör gemäß Angaben in der Gebrauchsanweisung



Partikelgröße 2,83 µm (MMAD)

Für obere und untere Atemwege



Effektive Verneblung

mit allen gängigen Inhalationslösungen (auch Kortikosteroiden)



Geräuschpegel

von 52 dB



Leichte Bedienung

durch Ein-Knopf-Bedienung für eine einfache Handhabung

LIEFERUMFANG: Kompressor-Inhalationsgerät, Vernebler inkl. Zerstäubereinheit, Silikon-Kindermaske Gr. M (ca. 1-3 Jahre), Mund- und Nasenstück, Luftschlauch, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungsbeutel, Gebrauchsanweisung

Optional erhältlich – Silikon-Kindermasken & Babywinkel

Silikon-Kindermaske Gr. L

Maskenvertikale: 8,5 cm (ab 3 Jahre)
Best.-Nr. 047934 | **PZN 14358604**

Silikon-Kindermaske Gr. M

Maskenvertikale: 6,5 cm (1-3 Jahre)
Best.-Nr. 047933 | **PZN 16399547**

ACHTUNG: Die Altersangaben bei den Masken sind nur grobe Richtwerte. Babys und Kinder sind in Ihrer Entwicklung sehr individuell, weshalb eine Einschätzung der richtigen Maskengröße sehr schwierig ist.



=



Kombination Babywinkel:

Ermöglicht das Abwinkeln der Inhalationsmasken über 45°, ohne dass dabei Inhalationslösung ausläuft. Somit ist die Inhalation selbst im Liegen kein Problem. Der Babywinkel ist damit die ideale Ergänzung für Babys, Kleinkinder oder auch bettlägerige Patient*innen.

Silikon-Kindermaske Gr. S

Maskenvertikale: 5,0 cm (0-12 Monate)
Best.-Nr. 047932 | **PZN 14358596**

Babywinkel

Best.-Nr. 047396 | **PZN 13169605**

Technische Daten:

Verneblungsmenge (TOR)	0,40 ml/Min. (NaCl 0,9%)
Partikelgröße (MMAD)	2,83 µm
	63% < 5 µm NaCl 0,9%
Füllmenge Verneblereinheit	min. 2 ml, max. 8 ml
Restmenge (Totvolumen)	0,8 ml
Geräuschpegel	52 dB
Gewicht	1.424 g
Abmessungen (B x H x T mm)	183 x 200 x 153
Länge Netzkabel	1,6 m

Max. Luftfluss	15 l/Min.
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz / 150 VA
Betriebsdauer	30 Min. EIN / 30 Min. AUS
Betriebsbedingungen	10 bis 40 °C (10-95% relative max. Luftfeuchtigkeit)
Lager- & Transportbedingungen	-20 bis 60 °C (10-95% relative max. Luftfeuchtigkeit)
Verweis auf Normen	EN13544 4, EN60601-1, EN60601-2, EN60601-6, IEC60601-1-11